

## Istruzioni d'uso & manutenzione

### 01151 DISCO DUO



1. Trattasi di un disco girevole a bassa frizione utilizzato durante le operazioni di rotazione e trasferimento di pazienti in posizione seduta.

#### 2. Trasferimento assistito

Il disco viene posizionato in modo da poter collocare entrambi i piedi del paziente centralmente sul disco. Utilizzando le appropriate tecniche di manovra si porta il paziente in posizione eretta per riportarlo successivamente in posizione seduta ruotando sul disco. L'operatore può frenare con il proprio piede la rotazione del disco durante le fasi di sollevamento e discesa del paziente.

#### 3. Trasferimento indipendente

Per il trasferimento indipendente da una sedia all'altra, o dalla sedia al letto, toilette, sedia comoda, etc. si consiglia al paziente di collocare i piedi sul disco come da disegno e di proseguire con il movimento di rotazione senza aiuto di terzi.

#### 4. Rotazione di seduta

Stare seduto sul DISCO DUO permette al paziente di ruotare di 90° onde facilitare, per esempio, il trasferimento nell'automobile. (Annotazione : Utilizzatori ed operatori dovranno ricordarsi che l'ausilio non è concepito come sedia e pertanto l'uso prolungato può causare problemi di pressione localizzata).

#### 5. Pulizia e manutenzione

La superficie superiore del DISCO DUO può essere spazzolato, pulito con macchine a vapore (utilizzando un ugello), e pulito con un panno umido e detergente o disinfettante appropriato (non acido e non abrasivo) se necessario.

#### 6. Caratteristiche tecniche

Diametro 38 cm

Altezza 0,8 cm

Massimo carico consentito 127 kg

## CHINESPORT SPA

Via Croazia, 2  
33100 UDINE-ITALY  
Tel. 0432621621  
Fax 0432621620



C.F. e P.IVA IT 00435080304  
Cap. Soc. € 1.377.750,00 i.v.  
Reg. Impr. Udine 00435080304  
M/UD 007048  
<http://www.chinesport.it>  
e-mail: [chinesport@chinesport.it](mailto:chinesport@chinesport.it)



### 7. Assistenza Tecnica

CHINESPORT SPA

Via Croazia 2 - 33100 UDINE

Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698

[assistenza@chinesport.it](mailto:assistenza@chinesport.it)

### Spostamento da sedia a...

